

Indeks	Skład	Konsystencja	Waga (dostępne rozmiary)	Zastosowanie	Dozowanie	Technolog radzi
WS-LA-100	WS-La01: woda, barwniki: tartrazyna E102, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu E202, regulator kwasowości: kwas cytrynowy E330.	płyn	12 x 20 ml	Idealna kompozycja barwników do rozpoczęcia pracy z aerografem. Najpopularniejsze kolory, które można ze sobą mieszać. W zestawie znajduje się również płyn czyszczący do aerografu. Zestaw przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.	WS-La01: 05.4. 1,0g/kg WS-La03: 05.4. 0,75g/kg WS-La06: 05.4. 1,1g/kg WS-La11: 05.4. 3,3g/kg WS-La14: 05.4. 34,0g/kg WS-La17: 05.4. 8,3g/kg WS-La20: 05.4. 1,5g/kg WS-La23: 05.4. 1,7g/kg WS-La28: 05.4. 55,0g/kg WS-La31: 05.4. 125,0g/kg WS-La0386-N: 05.4. 62,5g/kg	Przed każdym użyciem produkt dokładnie wymieszaj, w razie potrzeby możesz rozcieńczyć go wodą. Pamiętaj, aby też po zakończonej pracy z barwnikiem perłowym przepłukać aerograf płynem czyszczącym. Barwniki w płynie świetnie sprawdzą się również do bawienia napojów, soków, marmolad oraz nadzień owocowych.
	WS-La03: woda, barwniki: Żółcień Pomarańczowa E110, czerwień allura E129, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu E202, regulator kwasowości: kwas cytrynowy E330.					
	WS-La06: woda, barwniki: czerwień Koszenilowa E124, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu E202, regulator kwasowości: kwas cytrynowy E330.					
	WS-La11: woda, barwniki: azorubina E122, błękit brylantowy E133, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu E202, regulator kwasowości: kwas cytrynowy E330.					
	WS-La14: woda, barwniki: czerń PN E151, błękit brylantowy E133, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu E202, regulator kwasowości: kwas cytrynowy E330.					
	WS-La17: woda, barwniki: tartrazyna E102, błękit brylantowy E133, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu E202, regulator kwasowości: kwas cytrynowy E330.					
	WS-La20: woda, barwniki: tartrazyna E102, czerwień koszenilowa E124, błękit brylantowy E133, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu E202, regulator kwasowości: kwas cytrynowy E330.					
	WS-La23: woda, barwniki: brąz HT E155, czerń PN E151, azorubina E122, indygotyna E132, błękit brylantowy E133, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu E202, regulator kwasowości: kwas cytrynowy E330.					
	WS-La28: woda, barwniki: tartrazyna E102, czerwień koszenilowa E124, brąz HT E155, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu E202, regulator kwasowości: kwas cytrynowy E330.					
	WS-La31: woda, krzemian glinowo - potasowy E555, barwniki: tlenek Żelaza E172, tartrazyna E102, brąz HT E155, aromat, substancja konserwująca: sorbinian potasu E202, regulator kwasowości: kwas cytrynowy E330.					
	WS-La37: woda, barwniki: węgiel wapnia E170, azorubina E122; aromat, glikol, substancja konserwująca: sorbinian potasu E202					