

| Tytuł produktu                         | Opis produktu                                                                         | Indeks  | Kolor | Skład                                                                                                                                                                                                                                           | Konsystencja | Waga (dostępne rozmiary) | Zastosowanie                                                    | Dozowanie                   | Technolog radzi                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barwnik w Zelu WSG-004 Żółty słoneczny | Barwnik Żelowy charakteryzujący się dobrą siłą barwiącą i głębokim nasyceniem koloru. | WSG-004 | Żółty | gliceryna E422, syrop glukozowy, woda, barwnik: Żółcień chinolinowa E104; substancja zagęszczająca: modyfikowana skrobia kukurydziana E1422, aromat, substancje konserwujące: sorbinian potasu E202, regulator kwasowości: kwas cytrynowy E330. | Żel          | 35g                      | Szczególnie polecane do barwienia masy cukrowej oraz marcepanu. | 05.2. 4,9g/kg 05.4. 8,0g/kg | Pamiętaj, aby przed każdym użyciem wymieszać barwnik. Przed dodaniem kolejnej porcji dokładnie wymieszaj masę, aby sprawdzić wybarwienie. Możesz również zrobić próbę koloru w mniejszej ilości masy. |